



**ICEXII**  
ICE THERAPY

**POUR LES  
THÉRAPEUTES**

Les bienfaits de la cryothérapie corps entier se sont confirmés au cours des dernières années. Cette technologie aux vertus thérapeutiques s'est imposée d'abord dans le monde sportif avant de trouver sa place dans le secteur médical et paramédicale

La cryothérapie corps entier est utilisée par les professionnels de santé, et plus particulièrement : les kinésithérapeutes, rhumatologues, ostéopathes, médecins du sport. Son utilisation permet d'accélérer et d'améliorer la prise en charge du patient atteints de lésions tendineuse et osseuses, mais aussi pour la cicatrisation tissulaire et lors des différentes phases de rééducation. C'est pourquoi la cryothérapie corps entier est un allier des professionnels de santé.



**CICATRISATION TISSULAIRE  
ANTALGIQUE  
ANTI-INFLAMMATOIRE  
THÉRAPEUTIQUE**

## LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUE DE LA CRYOTHÉRAPIE

**LES INFLAMMATIONS CHRONIQUES** : les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante, de fibromyalgie, de polyarthrite, de sclérose en plaque ou d'arthrose éprouvent un soulagement quasi-constant avec des séances de cryothérapie grâce à ses bienfaits anti-inflammatoire prouvés.

**LES LÉSIONS TENDINEUSES** : les personnes souffrant de lésions tendineuses telles que les tendinites, rupture ligaments croisés, déchirure du tendon d'Achille apprécient les effets antalgiques de la cryothérapie corps entier.

**LES ŒDÈMES & INFLAMMATIONS** : que ce soit suite à une intervention chirurgicale ou un choc/trauma (entorse), les effets de la cryothérapie corps entier permettent de réduire les inflammations et les œdèmes.

**CICATRISATION TISSULAIRE**: la cryothérapie corps entier accélère et améliore la cicatrisation tissulaire, ce qui permet une récupération plus rapide.

**PRÉVENTION THÉRAPEUTIQUE** : la cryothérapie est efficace pour la régénération du métabolisme global, renforcement du système immunitaire, trouble végétatifs. En prévention de pathologies banales / courantes. Troubles dus au stress (insomnie, dépression), jet lag, asthénie.

**LES LÉSIONS MUSCULAIRE** : la cryothérapie corps entiers améliore la prise en charge des douleurs liées aux lésions musculaire telles que : les élongations, crampes, claquage, déchirures et contusions.

**EFFETS ANTALGIQUE-ANTI-INFLAMMATOIRES-ANTI-ŒDÉMATEUX**

## LA PLUS SÛRE DU MARCHÉ

- Des capteurs de présence pour assurer le bon positionnement du patient.
- Coupure automatique de l'arrivée d'azote dès que les capteurs ne ressentent plus la présence du patient.
- Capteur d'ouverture de porte avec arrêt complet de la cabine.
- Système de sur-ventilation automatique.

## CE MÉDICAL

- ICE X 2 est doté de la certification médicale de Class IIB preuve de son intérêt thérapeutique.

## DIMENSIONS

- Hauteur : 242 cm
- Empattement au sol : 2m<sup>2</sup>
- Diamètre :87 cm

## AVANTAGES

- Meilleure conservation du froid lors du soin
- Descente rapide en température
- Une consommation d'azote réduite
- Un choc thermique contrôlé
- Confort de froid homogène
- Pas de préparation préalable



Pas de vêtement humide ou de sudation



Pas d'épilation 48h avant



Pas de pathologie cardiaque



Pas de crème avant



Pas de coup de soleil



Pas de femme enceinte

## CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE ICE X II

- Noir
- Blanc
- Gris Anthracite

**Autres coloris sur demande**

## LES PLUS DE L'ICE X II

- Résultat immédiat
- Indolore
- Simple d'utilisation
- Soins rapides
- Novateur
- Pour un grand nombre de personnes
- Joue un rôle dans un grand nombre de prises en charge
- Traite les problèmes dermatologiques
- Renforce le système immunitaire
- Limite l'inflammation des tissus musculaires
- Effet de vasoconstriction
- Effet d'antioxydant
- Oxygénation des muscles